

FLORISSANT 520 VOOR IMPORT SNIJBLOEMEN

Het water waarin de stengels van Gerbera's, rozen en andere snijbloemen na de oogst worden geplaatst, raakt snel vervuild. De in het water groeiende bacteriën, schimmels en gisten verstopen de houtvaten in de bloemstengels. De houdbaarheid en sierwaarde van de bloemen verminderen hierdoor in snel tempo.

Florissant 520

Florissant 520 houdt het water schoon door de bacteriegroei te remmen en de in het water aanwezige bacteriën te doden. Tevens voorkomt het vaatverstopping, waardoor de wateropname wordt gestimuleerd en vroegtijdig verwelken van bloemen en bloemknoppen wordt voorkomen.

Richtlijnen voor toepassing van Florissant 520

Gebruik: Florissant 520 is een na-oogst behandelingsmiddel speciaal ontwikkeld als vervanging van Florissant 500 bij grootverbruikers zoals importbedrijven van snijbloemen. Vraag uw veiling naar de voorwaarden van het gebruik van Florissant 520. Florissant 520 kan automatisch gedoseerd worden.

Dosering:

Voeg per liter water 1 ml Florissant 520 toe. Na enig roeren is de oplossing gebruiksklaar.

Behandeling: Gebruik steeds schoon leidingwater en schone emmers. Nieuwe oplossingen niet met oude vermengen. Gebruik de juiste dosering. De oplossing kan slechts éénmaal gebruikt worden.

Plaats de bloemen onmiddellijk na het oogsten of de verwerking in de oplossing. Voor een beter resultaat wordt aanbevolen de import bloemen eerst aan te snijden. Er is geen minimale behandelduur, omdat Florissant 520 het aantal aanwezige bacteriën direct vermindert en verder geen fysiologische effecten heeft. Florissant 520 bevat geen voeding. Beperk de behandeling daarom tot enkele dagen.

Lozing: De bloemen kunnen in de oplossing op de veiling aangevoerd worden. Eventuele restanten van gebruikte Florissant 520 oplossingen kunnen op het riool geloosd worden.

Veiligheid: Vermijd contact van huid/ogen met de geconcentreerde oplossing.

Bewaarcondities: Florissant 520 koel en in gesloten verpakking bewaren. Florissant 520 is beperkt houdbaar. 4 maanden in gesloten verpakking. Na openen dient de jerrycan binnen 6 weken te worden opgemaakt. Zie datumsticker op de verpakking.

Florissant 520 wordt met de meeste zorg samengesteld en staat onder voortdurende laboratoriumcontrole. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid tengevolge van een verkeerde toepassing van dit product.

